


Instructions for Use

Model: HH-XIII-T


A. Device Cap F. Rear Handle
 B. Depth Level G. Lancet Carrier
 C. Connecting Collar H. Lancet Ejector
 D. Release Button J. Lancet Cap
 E. Device Body



Penetration depth range:
 The below depth range is for reference only assuming that you use Huahong's device with Huahong's lancet. If you use other manufacturer's lancet, please adjust depth according to skin status and blood volume needed.

Level	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Level 5
Penetration depth range	0.60mm	1.00mm	1.40mm	1.70mm	2.00mm
Deviation: ±0.30mm					

Operation Instructions:



- Remove the device cap together with connecting collar
- Insert the lancet into the lancet carrier and push down firmly until it is fully inserted
- Twist off the lancet cap and save it for lancet disposal
- Put the device cap and the connecting collar back on the device and make sure they are fully seated
- Adjust to the proper level, usually mid-level
- Pull back the device's rear handle
- Hold the lancing device firmly and vertically against the blood sampling site, then press the release button
- Remove the device cap and the connecting collar and stick the lancet tip into the lancet cap
- Push the lancet ejector and discard the used lancet in an appropriate container
- Put the device cap and connecting collar back on the lancing device

Warning:
 Note: If the site selected for puncture is visibly dirty, wash the area with soap and water, and then wipe it dry. Apply alcohol to the skin to be pierced and allow to air dry before blood sampling.

Indication for Use:
 The lancing device is used with lancets to draw capillary blood from the fingertip, for testing utilizing small amounts of blood. The Lancing Device is intended to be used by a single patient and should not be shared.

Intended population: The intended population is a person 6 months or older.

Storage Conditions: The products should be stored in a dry, well-ventilated room. Keep away from any corrosive gas.

Shelf Life: The service life of lancing device is no more than 5000 times or 10 years, whichever is first-come.

Cleaning and Disinfecting:
 Please clean the device before using it. The following parts of the lancing device should be cleaned and disinfected:
 • The entire lancing device surface
 • The cap
 How to clean and disinfect the lancing device. Failure to follow these instructions can damage the lancing device and stop it from working properly.
 Do not get any moisture into openings.
 Always use the same product for both cleaning and disinfecting.
 A separate Super Sani-Cloth is suggested to be used for cleaning and disinfection.
 1. Wash hands with soap and water, and dry thoroughly.
 2. Wipe the entire lancing device surface and the inside of the cap with a Super Sani-Cloth.
 3. For disinfecting the lancing device, use a new cloth. Repeat step 2 making sure that the surface stays wet for 2 minutes.
 4. Wash hands with soap and water, and dry thoroughly.
 Note: The Lancing device should be cleaned and disinfected before each use and after every use.
 If blood gets on the lancing device, clean and disinfect it before anyone else touches it.
 Note: If there is residual soil on the device, repeat step 2 and step 3 above to repeat the cleaning and disinfecting of the device.

Note:

- The puncture depth can be adjusted.
- Increasing the number increases the depth of lancet penetration.
- Please adjust it according to the user's skin to reduce the pain.
- The lancing device should press against the skin vertically and firmly to obtain a blood drop.

Caution:

- Please read the instructions carefully before using the device.
- If the use by date of the lancet has expired, the lancet can be unsterile. Insert only lancets that are within the use by date.
- Please avoid the accidental injuries to yourself or others when you use the device.
- If the lancing device is being operated by a second person who is providing testing assistance to the user, the lancing device should be cleaned and disinfected prior to use by the second person. The second person must wear protective gloves for all the steps when providing testing assistance.
- If the lancing device has come into contact with blood, it can transmit infections. The lancing device and lancet must not be used by other people, even by family members. Healthcare professionals must not use them to obtain blood from different people. If the lancing device or the lancet was dropped or exposed to other mechanical stress, check it for damages, for example, cracks. If the lancing device or lancet is damaged, do not use it. Discard it.
- Keep the lancing device with all its components away from children under the age of 3 years. There is a risk of suffocation if small parts (e.g. caps or similar objects) are swallowed.
- Do not point the lancing device at your face or other people.
- If the lancing device falls with a lancet inserted, the lancet may become loose in the lancet holder, you cannot use it anymore to obtain blood. In rare cases, the lancet could protrude from the opening in the cap and you could injure yourself on it. Therefore, do not touch the front of the cap. If the lancing device falls, pick it up with care.
- If the lancet is stabbed into a hard surface, the needle can be damaged.
- Remove the cap from the lancing device. Pay attention to the lancet so that you do not injure yourself on it. Always eject the lancet and discard it.
- Compatible lancets must be used with the lancing device. When using the lancing device with another manufacturer's sterile lancets, the operator must be sure that these products are compatible.
- We recommend that you consult a health care professional before use.

Warning:

- When you insert the lancet, please do not press the release button if the device cap is removed.
- Please do not keep the lancet in the device after using it.
- Please do not share the device with others or reuse the lancet.
- Please do not immerse the device into any liquid.
- For use only on a single patient. Disinfect reusable components according to manufacturer's instructions between each use.
- Used lancet must be safely discarded after a single use.
- Do not use on more than one patient. Improper use of blood lancets can increase the risk of inadvertent transmission of bloodborne pathogens, particularly in settings where multiple patients are tested. The cleaning and disinfection instructions for this device are intended only to reduce the risk of local use site infection; they cannot render this device safe for use for more than one patient.
- If an individual is under the age of 18, the lancing device must be used by an adult or under the supervision of the adult.
- Risk of injury. If the penetration depth is too deep, the puncture can injure children. Before using the lancing device for the first time on children, ask your healthcare professional. Start with the lowest penetration depth.

Symbol	Title of symbol	Symbol	Title of symbol	Symbol	Title of symbol
	Manufacturer		Consult instructions for use		Date of manufacture
	Caution		Batch code		


Tianjin Huahong Technology Co., Ltd.
 A01, Plant B, No.278, Hangkong Road, Tianjin Pilot Free Trade Zone
 (Air Port Industrial Park), 300308 Tianjin, China
 Tel: 0086-22-58775333 4008-587-753
 Fax: 0086-22-58775353
 E-mail: huahongsales@163.com

Rev.: 20231108

Mode d'Emploi

Modèle : HH-XIII-T


A. Capuchon protecteur F. Poignée arrière
 B. Niveau de profondeur G. Porte lancette
 C. Collier de liaison H. Éjecteur de lancette
 D. Bouton déclencheur J. Capuchon de la lancette
 E. Corps du dispositif



Plage de profondeur de pénétration :
 La plage de profondeur ci-dessous est fournie à titre de référence uniquement en supposant que vous utilisez le dispositif de Huahong avec la lancette Huahong. Si vous utilisez la lancette d'un autre fabricant, veuillez ajuster la profondeur en fonction de l'état de la peau et du volume de sang nécessaire.

Niveau	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5
Plage de profondeur de la pénétration	0,60 mm	1 mm	1,40 mm	1,70 mm	2 mm
Déviati on: ±0,30 mm					

Instructions d'utilisation :



- Enlevez le capuchon protecteur et le collier de liaison.
- Insérez la lancette dans le porte lancette et poussez fermement vers le bas jusqu'à ce qu'elle soit complètement insérée.
- Retirez le capuchon protecteur et mettez-le de côté pour jeter la lancette usagée.
- Mettez le capuchon protecteur et le collier de liaison sur le dispositif et assurez-vous qu'ils sont bien fixés.
- Ajustez au niveau approprié, généralement au niveau intermédiaire.
- Tirez la poignée arrière vers l'arrière.
- Tenez l'autopiqueur fermement et verticalement contre le site d'échantillonnage de sang, puis appuyez sur le bouton déclencheur.
- Retirez le capuchon protecteur et le collier de liaison et collez la pointe de la lancette dans le capuchon de la lancette.
- Poussez l'éjecteur de lancette et jetez la lancette usagée dans un conteneur approprié.
- Remettez le capuchon protecteur et le collier de liaison sur l'autopiqueur.

Remarque : Si le site de ponction est visiblement sale, lavez-le avec de l'eau et du savon, puis essuyez-le. Appliquez de l'alcool sur la peau du site de ponction et laissez sécher à l'air libre avant de procéder à l'échantillonnage de sang.

Indication d'utilisation :
 L'autopiqueur est utilisé avec des lancettes pour prélever le sang capillaire du bout du doigt à des fins d'essai en utilisant de petites quantités de sang. L'autopiqueur est destiné à être utilisé par un seul patient et ne doit pas être partagé.

Population visée : La population visée est une personne âgée de 6 mois ou plus.

Conditions de stockage : Les produits doivent être stockés dans une pièce sèche et bien aérée. Tenir à l'écart de tout gaz corrosif.

Durée de conservation : La durée de vie de l'autopiqueur ne dépasse pas 5,000 fois ou 10 ans, selon le premier arrivé.

Nettoyage et désinfection :
 Veuillez nettoyer le dispositif avant de l'utiliser. Les parties suivantes de l'autopiqueur doivent être nettoyées et désinfectées :
 • Toute la surface de l'autopiqueur
 • Le capuchon
 Comment nettoyer et désinfecter l'autopiqueur. Le non-respect de ces instructions peut endommager l'autopiqueur et l'empêcher de fonctionner correctement.
 Ne laissez pas l'humidité entrer dans les ouvertures.
 Utilisez toujours le même produit pour le nettoyage et la désinfection.
 Il est suggéré d'utiliser des chiffons Super Sani différents pour le nettoyage et la désinfection.
 1. Lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon et séchez-les soigneusement.
 2. Essuyez toute la surface de l'autopiqueur et l'intérieur du capuchon avec un chiffon Super Sani.
 3. Pour désinfecter l'autopiqueur, utilisez un chiffon neuf. Répétez l'étape 2 en vous assurant que la surface reste humide pendant 2 minutes.
 4. Lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon et séchez-les soigneusement.
 Remarque : L'autopiqueur doit être nettoyé et désinfecté avant et après chaque utilisation.
 Si du sang entre en contact avec l'autopiqueur, nettoyez-le et désinfectez-le avant que quelqu'un d'autre ne le touche.
 Remarque : S'il y a de la saleté résiduelle sur le dispositif, répétez les étapes 2 et 3 ci-dessus pour répéter le nettoyage et la désinfection du dispositif.

Remarque :

- La profondeur de ponction peut être ajustée.
- L'augmentation du chiffre augmente la profondeur de pénétration de la lancette.
- Veuillez l'ajuster en fonction de la peau de l'utilisateur pour réduire la douleur.
- L'autopiqueur doit être tenu verticalement et fermement sur la peau pour obtenir une goutte de sang.

Mises en garde :

- Veuillez lire attentivement les instructions avant d'utiliser le dispositif.
 - Si la date limite d'utilisation de la lancette est expirée, celle-ci peut être non stérile. Utilisez uniquement des lancettes qui ne sont pas expirées.
 - Veuillez éviter les blessures accidentelles à vous-même ou à d'autres personnes lorsque vous utilisez le dispositif.
 - Si l'autopiqueur est utilisé par une deuxième personne fournissant de l'aide pour effectuer le test à l'utilisateur, l'autopiqueur doit être nettoyé et désinfecté avant d'être utilisé par la deuxième personne. La deuxième personne doit porter des gants de protection pendant toutes les étapes lors de la réalisation du test.
 - Si l'autopiqueur est entré en contact avec du sang, il peut transmettre des infections. L'autopiqueur et la lancette ne doivent pas être utilisés par d'autres personnes, même pas par des membres de la famille. Les professionnels de la santé ne doivent pas les utiliser pour obtenir du sang de différentes personnes. Si l'autopiqueur ou la lancette est tombé(e) ou a été exposé(e) à d'autres contraintes mécaniques, vérifiez qu'il ou elle n'est pas endommagé(e), par exemple, des fissures. Si l'autopiqueur ou la lancette est endommagé(e), ne l'utilisez pas. Jetez-le.
 - Gardez l'autopiqueur et tous ses composants hors de portée des enfants de moins de 3 ans. L'ingestion des petites pièces (telles que les bouchons ou objets similaires) peut entraîner un risque d'étouffement.
 - Ne pointez pas l'autopiqueur vers votre visage ou d'autres personnes.
 - Si l'autopiqueur tombe avec une lancette insérée, la lancette peut se détacher du porte lancette. Vous ne pouvez plus l'utiliser pour obtenir du sang. Dans de rares cas, la lancette peut dépasser l'ouverture du capuchon et vous pourriez vous blesser. Aussi, ne touchez pas la tête du capuchon. Si l'autopiqueur tombe, ramassez-le avec précaution.
 - Si la lancette tombe sur une surface dure, l'aiguille peut être endommagée.
 - Retirez le capuchon de l'autopiqueur. Faites attention à la lancette pour ne pas vous blesser vous-même. Éjectez toujours la lancette et jetez-la.
 - L'autopiqueur doit être utilisé avec des lancettes compatibles. Lorsque l'autopiqueur est utilisé avec des lancettes stériles d'un autre fabricant, l'utilisateur doit s'assurer que les produits sont compatibles.
 - Nous vous recommandons de consulter un professionnel de la santé avant utilisation.
- Avertissement :**
- Lorsque vous insérez la lancette, n'appuyez pas sur le bouton déclencheur si le capuchon du dispositif a été retiré.
 - Veuillez ne pas laisser la lancette dans le dispositif après l'avoir utilisé.
 - Veuillez ne pas partager le dispositif avec d'autres personnes et ne pas réutiliser la lancette.
 - Veuillez ne pas immerger le dispositif dans du liquide.
 - À utiliser uniquement sur un seul patient. Désinfectez les composants réutilisables entre chaque utilisation conformément aux instructions du fabricant.
 - La lancette usagée doit être jetée en toute sécurité après une seule utilisation.
 - Ne pas utiliser sur plus d'un patient. L'utilisation inappropriée de lancettes sanguines peut augmenter le risque de transmission par inadvertance d'agents pathogènes transmissibles par le sang, en particulier dans les milieux où plusieurs patients sont testés. Les instructions de nettoyage et de désinfection du dispositif sont uniquement destinées à réduire le risque d'infection du site locale ; ils ne peuvent pas rendre le dispositif sûr pour une utilisation sur plus d'un patient.
 - Si un individu est âgé de moins de 18 ans, l'autopiqueur doit être utilisé par un adulte ou sous la surveillance de l'adulte.
 - Risque de blessure. Si la profondeur de pénétration est trop profonde, la piqûre peut blesser les enfants. Avant d'utiliser l'autopiqueur pour la première fois sur des enfants, consultez un professionnel de la santé. Commencez par la profondeur de pénétration la plus basse.

Symbole	Titre du symbole	Symbole	Titre du symbole	Symbole	Titre du symbole
	Fabricant		Consultez le mode d'emploi		Date de fabrication
	Mise en garde		Code de lot		

Tianjin Huahong Technology Co., Ltd.
 A01, Usine B, No. 278, Rue Hangkong, zone pilote de libre-échange de Tianjin
 (Parc Industriel de l'Aéroport), 300308 Tianjin, Chine
 Tél : 0086-22-58775333 4008-587-753
 Fax : 0086-22-58775353
 E-mail : huahongsales@163.com

Rev. : 20231108