



Petite seringue.
Grands soins.



Novembre 2026

Mois de Sensibilisation au Diabète Animal

Chaque novembre, le Mois de sensibilisation au diabète animal met en lumière cette maladie endocrinienne courante chez les chiens et les chats. Le diagnostic peut sembler accablant pour les propriétaires. Toutefois, un traitement adapté, un suivi régulier et une bonne collaboration avec l'équipe vétérinaire permettent à de nombreux animaux diabétiques de conserver une bonne qualité de vie.

La gestion du diabète repose sur un plan de traitement personnalisé, l'éducation des propriétaires, l'administration précise des médicaments, une alimentation adaptée et une communication continue. Les lignes directrices vétérinaires soulignent l'importance d'aider les propriétaires à comprendre et à appliquer le plan de soins à domicile.

Renforcer la confiance des propriétaires

Les injections d'insuline peuvent être intimidantes au début. Montrer la bonne technique, expliquer la conservation et la manipulation de l'insuline et rappeler l'importance d'un horaire régulier aident les propriétaires à suivre le traitement avec confiance. Les recommandations de l'AAHA rappellent aussi de choisir une seringue correspondant à la concentration d'insuline (U-40 ou U-100), dans un format permettant de mesurer précisément les petites doses.

Simplifier l'administration peut faire une réelle différence pour les propriétaires qui donnent deux injections par jour, parfois pendant des années.

Chaque dose compte

L'insuline exige une grande précision. Même une petite erreur de dose peut compromettre le contrôle de la glycémie ou entraîner une hypoglycémie.

Pour les patients qui reçoivent de faibles doses, les lignes directrices vétérinaires recommandent des seringues facilitant la lecture des graduations. Les propriétaires peuvent ainsi mesurer les doses avec plus de confiance et de constance.

Elimedical, aux côtés des équipes vétérinaires

Fournisseur canadien auprès des cliniques vétérinaires, Elimedical propose du matériel fiable pour les soins du diabète afin de simplifier l'administration de l'insuline.

Notre gamme de seringues à insuline offre:



Options U-40
et U-100



Capacités de
0,3 mL, 0,5 mL
et 1,0 mL



Aiguilles fines
conçues pour le
confort du patient



Graduations claires
pour un dosage
précis



Qualité fiable en
clinique et à
domicile



12 formats au choix

Choisissez le format adapté à vos besoins et à ceux de votre patient.

Code Elimedical	Format	Quantité
03V3108	0,3 mL U40, 31G x 5/16 po	100 pièces/boîte
03V3108B	0,3 mL U100, 31G x 5/16 po	100 pièces/boîte
03V2913B	0,3 mL U100, 29G x 1/2 po	100 pièces/boîte
05V2713VB	0,5 mL U100, 27G x 1/2 po	100 pièces/boîte
05V2913B	0,5 mL U40, 29G x 1/2 po	100 pièces/boîte
05V2913VB	0,5 mL U100, 29G x 1/2 po	100 pièces/boîte
10LDS2713B	1 mL U100, 27G x 1/2 po	100 pièces/boîte
10LDS2913B	1 mL U100, 29G x 1/2 po	100 pièces/boîte
10V2813BB	1 mL U40, 28G x 1/2 po	100 pièces/boîte
10V2813B	1 mL U40, 28G x 1/2 po	30 pièces/boîte
40U03M2913	0,3 mL U40, 29G x 1/2 po	100 pièces/boîte
40U10M2913	1 mL U40, 29G x 1/2 po	100 pièces/boîte

Qu’il s’agisse d’un diagnostic récent ou d’un suivi à long terme, le bon matériel contribue à renforcer la confiance des équipes vétérinaires et des propriétaires.

En ce Mois de sensibilisation au diabète animal, Elimedical est fière d’appuyer les équipes vétérinaires pour offrir aux patients diabétiques les soins précis et constants qu’ils méritent.

